

CLARIONMASK <b>REF</b>	..CLG.../3VR/clg...
VERWENDUNG:	8 STUNDEN PRO TAG
HÄUFIGES WASCHEN:	1 WASCHEN ALLE 7 TAGE
MAXIMALE ANZAHL VON WASCHEN:	30 MAL
WIRKUNGSFÄHIGKEIT:	210 TAGE (1 waschen alle 7 tage 30 mal)



### CHIRURGISCHE MASKE TYP II

Entwickelt, um die Übertragung von infektiösen Erregern zwischen Menschen, Patienten, klinischem Personal und der Umgebung zu begrenzen.

Leistung der ClarionMask:

- **Effizienz der Filtration (B.F.E.):** > 98%
- **Atemflusswiderstand:** < 17 Pa/cm<sup>2</sup>

Fünf Schichten Gewebe:

- 1° farbige Außenschicht: 100% Baumwolle
- 2°/3°/4° Zwischenfilterschichten: 3 überlappende Schichten von Polypropylenfibrillen
- 5° innere Schicht (in Kontakt mit dem Gesicht): 100% Baumwolle

### TECHNOLOGIE UND MERKMALE DES VERWENDETEN GEWEBES

Der zur Herstellung des Produkts verwendete Stoff wird von der **Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug, Schweiz**, mit der exklusiven Livinguard Technology-Formulierung behandelt, die die Aktivität von Bakterien und Viren mechanisch hemmt und deren Vermehrung verhindert (von der Oberfläche entfernt); Gewährleistung eines längeren und wirksamen Schutzes vor Kontaminationsgefahr. Livinguard erklärt und zertifiziert:

- **Fähigkeit zur Inaktivierung des Virus:** 99,9%

Protected By Livinguard: [www.livinguard.com](http://www.livinguard.com)

### WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Nur für den persönlichen Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Nicht bei Überempfindlichkeit gegen Komponenten verwenden.

### ERSETZUNG

Das Produkt muss ein Jahr nach dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum und nach Ablauf der maximalen Waschzeit ersetzt werden. Gebrauchtes Produkt muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur getrennten Abfallsammlung entsorgt werden.

### ANWENDUNGSWEISE

DIESE ANWEISUNGEN MÜSSEN BEI JEDEM TRAGEN DER MASKE SORGFÄLTIG BEFOLGT WERDEN.

1. Öffnen Sie den Beutel und ziehen Sie die Maske heraus.
2. Legen Sie die Maske auf eine Hand und bringen Sie sie zum Gesicht.
3. Führen Sie die elastischen Bänder hinter jedes der Ohren, um die Maske bequem an das Profil des Gesichts anzupassen, und verwenden Sie die Einsteller, um die Gummibänder selbst zu dehnen (der obere Teil jedes Gummibandes - zwischen Maske und Atemregler - muss größer sein als der untere Teil, um einen besseren Halt zu gewährleisten).
4. Stellen Sie den Nasensteg so ein, dass er zum oberen Teil des Nasenprofils passt.
5. Stellen Sie den unteren Teil der Maske so ein, dass das Kinn vollständig bedeckt ist.
6. Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf auch nach dem Waschen nicht von anderen Personen als dem Erstnutzer verwendet werden.

Es wird empfohlen, die Maske an einem trockenen Ort fern von Wärmequellen aufzubewahren. Waschen Sie Ihre Hände nach dem Berühren oder Waschen der Maske, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

### VERWENDUNG, KONSERVIERUNG UND HALTBARKEIT DER PRODUKTE

Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung der Maske, dass die Verpackung intakt und versiegelt ist und das Produkt vollständig und für die Anwendung geeignet ist. Stellen Sie für spätere Verwendungen sicher, dass das Produkt zuvor gemäß den bereitgestellten Anweisungen behandelt und in einer gesunden Umgebung ohne sehr hohe Wärmequellen mit einer Temperatur zwischen - 10 ° C und + 40 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% gelagert wird.

Maximale tägliche Nutzungsdauer: 8 Stunden

Waschhäufigkeit: alle 7 Tage, außer bei unterschiedlichen spezifischen Bedürfnissen

Maximale Waschgänge: 30 X

Waschmethode: Von Hand in kaltem fließendem Wasser (max. 30 °) ohne Reinigungsmittel und ohne Auswringen, nicht in direktem Sonnenlicht trocknen. Verwenden Sie den Trockner nicht und bügeln Sie nicht. Um die Filterwirkung des Produkts nicht zu beeinträchtigen, dürfen Sie keine Teile des Produkts manipulieren, ersetzen oder beschädigen.



### **CLARION LIVING SRL**

Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 Novara (NO) - ITALIA

Tel: +39 0321 629249 - Fax: +39 0321 393720

Partita IVA e C.F.: 02631140031

Pec: [clarionlivingsrl@pec.it](mailto:clarionlivingsrl@pec.it) - Email: [info@clarion-living.com](mailto:info@clarion-living.com)

Website: [www.clarion-living.com](http://www.clarion-living.com)

