

| | |
|-------------------------|---|
| CLARIONMASK REF | ..CLG.../3VR/clg... |
| UTILIZZO: | 8 ORE AL GIORNO |
| FREQUENZA LAVAGGIO: | 1 LAVAGGIO OGNI 7 GIORNI |
| NUMERO MASSIMO LAVAGGI: | 30 VOLTE |
| EFFICACIA: | 210 GIORNI (1 lavaggio ogni 7 giorni per 30 volte) |



MASCHERINA CHIRURGICA DI TIPO II

Destinata a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra persone, pazienti, personale clinico e ambiente circostante.

Prestazioni della mascherina ClarionMask:

- **Efficienza filtrante (B.F.E.):** > 98%
- **Resistenza al flusso respiratorio:** < 17 Pa/cm²

Cinque strati di tessuto:

- 1° strato esterno colorato: 100% cotone
- 2°/3°/4° strati intermedi filtranti: 3 strati sovrapposti di fibrille di polipropilene
- 5° strato interno (a contatto con il viso): 100% cotone

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL TESSUTO IMPIEGATO

Il tessuto utilizzato per la realizzazione del prodotto è trattato da **Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug, Switzerland**, con la formulazione esclusiva Livinguard Technology, che inibisce meccanicamente l'attività dei batteri e dei virus e ne impedisce la proliferazione (eliminandoli dalla superficie); garantendo una prolungata ed efficace protezione dal rischio di contaminazione.

Livinguard dichiara e certifica:

- **Capacità di inattivazione del virus:** 99,9%

Protected By Livinguard: www.livinguard.com

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Ad uso esclusivamente personale. Non utilizzare se il dispositivo risulta danneggiato.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità ai componenti.

SOSTITUZIONE

Il prodotto deve essere sostituito decorso un anno dalla data di fabbricazione indicata sulla confezione e una volta esauriti i lavaggi massimi. Il prodotto usato deve essere smaltito nel rispetto della normativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

MODALITA' D'USO

QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE ATTENTAMENTE RISPETTATE OGNI VOLTA CHE SI INDOSSA LA MASCHERINA

1. Aprire il sacchettino ed estrarre la mascherina.
2. Adagiare la mascherina su una mano e portarla in aderenza al viso.
3. Far passare gli elastici dietro ad ognuna delle orecchie per adattare comodamente la mascherina al profilo del viso ed utilizzare i regolatori per tendere gli elastici stessi (la parte superiore di ogni elastico - compresa tra mask e e regolatore - deve risultare più corta rispetto a quella inferiore, per garantire una migliore aderenza).
4. Regolare la barra del ponte nasale adattandola alla parte superiore del profilo del naso.
5. Adattare la parte bassa della mascherina in modo da coprire interamente il mento.
6. Il prodotto è di uso strettamente personale e, anche dopo il lavaggio, non può essere utilizzato da persone diverse dal primo utilizzatore.

Si consiglia di lasciare mascherina in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore; lavarsi le mani dopo aver toccato o lavato la mascherina per evitare la contaminazione incrociata.

UTILIZZO, CONSERVAZIONE E DURATA DEI PRODOTTI

Prima di utilizzare per la prima volta la mascherina, assicurarsi che la confezione sia integra e sigillata e il prodotto sia completo e adatto all'applicazione.

Per gli usi successivi, assicurarsi che, precedentemente, il prodotto sia stato trattato secondo le indicazioni fornite e conservato in ambiente salubre e lontano da fonti di calore molto elevate, con una temperatura fra - 10° C e + 40° C ed una umidità relativa inferiore all'80%.

Tempo massimo di impiego giornaliero: 8 ore

Frequenza lavaggi: ogni 7 giorni, salvo diverse specifiche esigenze

Lavaggi massimi: 30 lavaggi

Modalità di lavaggio: a mano in acqua corrente fredda (max 30 °) senza alcun tipo di detergente e senza strizzare, non asciugare alla luce diretta del sole. Non usare l'asciugatrice e non stirare.

Per evitare di compromettere l'efficacia filtrante del prodotto non manomettere, sostituire o danneggiare alcuna parte dello stesso.



CLARION LIVING SRL

Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 Novara (NO) - ITALIA

Tel: +39 0321 629249 - Fax: +39 0321 393720

Partita IVA e C.F.: 02631140031

Pec: clarionlivingsrl@pec.it - Email: info@clarion-living.com

Website: www.clarion-living.com

