

CLARIONMASK REF	..CLG.../3VR/clg...
USAR:	8 HORAS
FREQUÊNCIA DE LAVAGEM:	1 LAVAGEM
NÚMERO MÁXIMO DE LAVATÓRIOS:	30 VEZES
EFICÁCIA:	210 DIAS (1 lavagem cada 7 dias 30 vezes)



MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO II

Destina-se a limitar a transmissão de agentes infecciosos entre pessoas, pacientes, equipe clínica e o ambiente circundante.

Desempenho ClarionMask:

- **Eficiência de filtração (B.F.E.):** > 98%
- **Resistência ao fluxo respiratório:** < 17 Pa/cm²

Cinco camadas de tecido:

- 1º camada externa colorida: 100% algodão
- 2º/3º/4º camadas intermediárias de filtração: 3 camadas sobrepostas de fibrilas de polipropileno
- 5º camada interna (em contato com o rosto): 100% algodão

TECNOLOGIA E CARACTERÍSTICAS DO TECIDO UTILIZADO

O tecido utilizado na confecção do produto é tratado pela Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug, Suíça, com a formulação exclusiva da Livinguard Technology, que inibe mecanicamente a atividade de bactérias e vírus e impede sua proliferação (eliminando-os da superfície); garantindo uma proteção prolongada e eficaz contra o risco de contaminação.

Livinguard declara e certifica:

- **Capacidade de inativação de vírus:** 99,9%

Protected By Livinguard: www.livinguard.com

AVISOS E PRECAUÇÕES

Apenas para uso pessoal. Não use se o dispositivo se estiver danificado. Não use em caso de hipersensibilidade aos componentes.

SUBSTITUIÇÃO

O produto deve ser substituídos após um ano a partir da data de fabricação indicada na embalagem e uma vez esgotadas as lavagens máximas. O produto usado deve ser descartados de acordo com a legislação sobre coleta seletiva de resíduos.

MÉTODO DE USO

ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER RESPEITADAS ATENTAMENTE TODAS AS VEZES QUE USAR A MÁSCARA

1. Abra a bolsa e remova a máscara.
 2. Coloque a máscara em uma das mãos e aproxime-a do rosto.
 3. Passe os elásticos atrás de cada uma das orelhas para adaptar confortavelmente a máscara ao perfil do rosto e use os ajustadores para esticar os próprios elásticos (a parte superior de cada elástico - entre a máscara e o ajustador - deve ser mais curta que o mais baixo, para garantir melhor aderência).
 4. Ajuste a barra da ponte nasal para ajustar-se à parte superior do perfil do nariz.
 5. Ajuste a parte inferior da máscara para cobrir completamente o queixo.
 6. O produto é para uso estritamente pessoal e, mesmo após a lavagem, não pode ser usado por pessoas que não sejam o primeiro usuário.
- É aconselhável deixar a máscara em local seco e longe de fontes de calor; lave as mãos após tocar ou lavar a máscara para evitar contaminação cruzada.

USO, ARMAZENAMENTO E DURAÇÃO DOS PRODUTOS

Antes de usar a máscara pela primeira vez, verifique se a embalagem está intacta e selada e que o produto está completo e adequado para a aplicação.

Para usos subsequentes, verifique se, previamente, o produto foi tratado de acordo com as instruções fornecidas e armazenado em ambiente saudável e longe de fontes de calor muito elevadas, com uma temperatura entre - 10 ° C e + 40 ° C e uma umidade relativa inferior a 80%.

Tempo máximo de uso diário: 8 horas

Frequência de lavagem: a cada 7 dias, exceto para diferentes necessidades específicas

Lavagens máximas: 30 lavagens

Método de lavagem: à mão em água fria corrente (máx. 30 °), sem qualquer tipo de detergente e sem torcer, não seque ao sol. Não use a secadora e não passe a ferro.

Para evitar comprometer a eficácia da filtração do produto, não adultere, substitua ou danifique nenhuma parte do mesmo.



CLARION LIVING SRL

Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 Novara (NO) - ITALIA

Tel: +39 0321 629249 - Fax: +39 0321 393720

Partita IVA e C.F.: 02631140031

Pec: clarionlivingsrl@pec.it - Email: info@clarion-living.com

Website: www.clarion-living.com

